

TECHNISCHES DATENBLATT

Latex-Fingerlinge puderfrei / unsteril / gerollt

REF 137122 - REF 137125



Material:	Naturkautschuk-Latex
Puderung:	keine
Farbe:	weiß
Passform:	beidhändig
Schichtstärke:	0,06 mm
Verpackung:	100 Stück pro Beutel 300 Beutel pro Umkarton

Größen:	S - 2	M - 3	L - 4	XL - 5
Breite	24 mm ± 2 mm	27 mm ± 2 mm	30 mm ± 2 mm	34,5 mm ± 2,5 mm
Länge	70 mm ± 3 mm			