



## Montageanleitung & Pflegehinweise



Schrauben **richtig** anziehen, ggfs. Rohr als Verlängerung nutzen

## Allgemeine Pflege- und Nutzungshinweise

Kopfteil ist nicht zum Sitzen gedacht, Tragkraft von 220 kg nicht überschreiten, Liege nur tragend bewegen, nirgends anecken lassen, i.d.R. reicht lauwarmer Seifenlauge zur Reinigung, andere spezielle Reiniger erst an **nicht sichtbarer** Stelle testen.

**Eine Liste möglicher Desinfektionsmittel ist beigelegt.**