

Allgemeine Pflegehinweise:

Bitte vermeiden Sie es den Polsterteil an scharfen Ecken anstoßen zu lassen.

Reinigung und Desinfektion:

Generell reicht im Normalfall die Reinigung mit einer milden, warmen Seifenlauge aus.

Folgende Desinfektionsmittel sind zur Reinigung des Bezugstoffes **empfohlen** worden.

megro GmbH & Co. KG	megroCid	5%ig
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept [®] / Wipes	5%ig
Dr. Schumacher GmbH	Optisept [®]	7%ig
Dr. Schumacher GmbH	Biguanid Fläche N	3%ig
B.Braun Melsungen AG	Hexaquart [®] plus lemon fresh	2%ig
B.Braun Melsungen AG	Meliseptol [®] Foam pure	unverdünnt
B.Braun Melsungen AG	Meliseptol [®] rapid	unverdünnt
Schülke & Mayr GmbH	antifect [®] plus	0,5 %ig
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Lysoformin [®] Spezial	0,75%ig
Lysoform Dr.Hans Rosemann GmbH	Aldasan [®] 2000	4 %ig
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin [®] extra	4 %ig

NICHT zu empfehlen sind ! :		
Schülke & Mayr GmbH	perform [®]	3 %ig
BODE Chemie GmbH	Mikrobac [®] forte	3 %ig
Schülke & Mayr GmbH	mikrozid [®] sensitive liquid	unverdünnt
Ecolab GmbH	Incidin [®] Liquid	unverdünnt