

Safe-Box

megro



KANÜLEN- ABWURFBEHÄLTER

- UN und ADR geprüft
- stapelbar
- Markierung für max. Füllhöhe
- autoklavierbar
- Deckel kann temporär oder dauerhaft verschlossen werden
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polypropylen
- Abstreifschlitze im Deckel für alle Kanülengrößen
- extradicke Wände zur Verhinderung von Stichschäden

Safe-Box 0,25 Ltr.

Sichere, infektionsfreie Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Venenverweilkanülen, handliches Format für die Kitteltasche von Arzt, Krankenschwester, Rettungs- und ambulanten Krankendienst sowie den Arzt-/Rettungskoffer

MEG 193500

Abmessungen (H x B x T): ca. 130 x 81 x 50 mm

0,25 Ltr.



Safe-Box

für Einwegspritzen, Spritzenkörper, Kanülen, Skalpelle, Blutpipetten

- 0,5 Ltr.*** MEG 193505
Abmessungen (H x Ø): ca. 157 x 86 mm
- 1,5 Ltr.*** MEG 193510
Abmessungen (H x Ø): ca. 152 x 145 mm
- 2,0 Ltr.**** MEG 193513
Abmessungen (H x B x T): ca. 180 x 100 x 100 mm
- 2,2 Ltr.*** MEG 193515
Abmessungen (H x Ø): ca. 204 x 145 mm
- 3,0 Ltr.**** MEG 193518
Abmessungen (H x B x T): ca. 240 x 100 x 100 mm
- 3,5 Ltr.*** MEG 193520
Abmessungen (H x Ø): ca. 305 x 145 mm
- 4,0 Ltr.**** MEG 193522
Abmessungen (H x B x T): ca. 150 x 280 x 190 mm
- 6,0 Ltr.**** MEG 193525
Abmessungen (H x B x T): ca. 210 x 280 x 190 mm
- 11,0 Ltr.**** MEG 193530
Abmessungen (H x B x T): ca. 330 x 280 x 190 mm

* angepasst für Tischbefestigung (siehe MEG 193540 und MEG 193541)

** angepasst für Wandbefestigung (siehe MEG 193542)



2,0 bis 11,0 Ltr.

0,5 bis 3,5 Ltr.

ZUBEHÖR *für* KANÜLENABWURFBEHÄLTER

Tischbefestigungsadapter

zum Kleben/Schrauben, grau

Mit dem Befestigungsadapter können die Kanülenabwurfbehälter sicher auf dem Tisch platziert werden. Der Adapter kann mit drei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder mit Klebeband (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Der Befestigungsadapter kann für die Behälter von 0,5 Ltr. bis 3,5 Ltr. verwendet werden.

Material: Polycarbonat, Größe: Ø 4 cm

MEG 193540



Tischbefestigungsadapter

mit Saugfuß

Mit dem Befestigungsadapter können die Kanülenabwurfbehälter sicher auf dem Tisch platziert werden. Der Befestigungsadapter kann für die Behälter von 0,5 Ltr. bis 3,5 Ltr. verwendet werden.

Material (Saugfuß): Gummi, Größe: Ø 13 cm

MEG 193541

Wandbefestigung grau

Mit der Wandbefestigung (inkl. Schrauben) lässt sich der Kanülenabwurfbehälter sicher an der Wand platzieren. Die Wandbefestigung kann für die 2 Ltr., 3 Ltr., 4 Ltr., 6 Ltr. und 11 Ltr.-Behälter verwendet werden. Material: Polycarbonat, Größe: 6 x 8,5 cm

MEG 193542



Ihr medizin-technischer Fachhändler