

# SCHUTZKLEIDUNG



## Schwesternhauben, Ø 52,5 cm

runde Schwesternhaube (Bouffant Typ), ideal für Personen mit längerem Haar. Atmungsaktives Material (Polypropylen-Spinnvlies) mit weichem, latexfreien Gummizug, nicht störend  
Pack = 100 Stück

**MEG 128010** - grün

**MEG 128011** - blau

**MEG 128012** - weiß



## OP-Vlieshauben Typ Astro

geeignet für den OP- und Hygienebereich, Astronauten-Form mit Schweißband im Stirnbereich, Polypropylen-Spinnvlies, ca. 25 g/m<sup>2</sup>, gut luftdurchlässig, leicht, stabil, Pack = 50 Stück

**MEG 128020** - grün

**MEG 128021** - blau

## Einmal-Schürzen

aus PE, für Praxis und Station, mit Bindebändchen, weiß  
Pack = 100 Stück

**MEG 128050** - 80 x 125 cm x 0,022 mm


**MEG 128051** - 80 x 140 cm x 0,022 mm



Ihr medizin-technischer Fachhändler

# Abdecktücher


zur Abdeckung von Patient und Inventar



45 x 75 cm

Normalformat, einzeln im Peel-Pack, wasserfest, ohne Kleberänder, ohne Loch, 2-lagig, steril  
Pack = 50 Stück


**MEG 199000**



75 x 90 cm

Großformat, einzeln im Peel-Pack, wasserfest, ohne Kleberänder, ohne Loch, 2-lagig, steril  
Pack = 30 Stück

**MEG 199001**



45 x 75 cm

Normalformat, einzeln im Peel-Pack, wasserfest, ohne Kleberänder und Klebeumrandung, mit Loch (Ø 5 cm), 2-lagig, steril  
Pack = 50 Stück

**MEG 199005**



75 x 90 cm

Großformat, einzeln im Peel-Pack, wasserfest, ohne Kleberänder und Klebeumrandung, mit Loch (Ø 5 cm), 2-lagig, steril  
Pack = 30 Stück

**MEG 199006**

# Abdecktücher

zur Abdeckung von Patient und Inventar, 100 % Baumwolle TB 21, waschbar bis 95°C, autoklavierbar, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen

| Art. Nr.      | Farbe     | Größe        | zur Abdeckung von Patient und Inventar, 100 % Baumwolle TB 21, waschbar bis 95°C, autoklavierbar, Chlorbleiche nicht möglich, chem. Reinigung möglich, trocknen im Wäschetrockner bei mittleren Temperaturen |                        |
|---------------|-----------|--------------|--|------------------------|
|               |           |              | mit variablem Loch*  | mit variablem Schlitz* |
|               |           |              | Art. Nr.   | Art. Nr.               |
| MEG 940180.30 | forstgrün | 40 x 40 cm   | MEG 940180.30 L  | MEG 940180.30 S        |
| MEG 940180.40 | kornblau  | 40 x 40 cm   | MEG 940180.40 L  | MEG 940180.40 S        |
| MEG 940181.30 | forstgrün | 40 x 60 cm   | MEG 940181.30 L  | MEG 940181.30 S        |
| MEG 940181.40 | kornblau  | 40 x 60 cm   | MEG 940181.40 L  | MEG 940181.40 S        |
| MEG 940182.30 | forstgrün | 80 x 80 cm   | MEG 940182.30 L  | MEG 940182.30 S        |
| MEG 940182.40 | kornblau  | 80 x 80 cm   | MEG 940182.40 L  | MEG 940182.40 S        |
| MEG 940183.30 | forstgrün | 80 x 100 cm  | MEG 940183.30 L  | MEG 940183.30 S        |
| MEG 940183.40 | kornblau  | 80 x 100 cm  | MEG 940183.40 L  | MEG 940183.40 S        |
| MEG 940184.30 | forstgrün | 80 x 140 cm  | MEG 940184.30 L  | MEG 940184.30 S        |
| MEG 940184.40 | kornblau  | 80 x 140 cm  | MEG 940184.40 L  | MEG 940184.40 S        |
| MEG 940185.30 | forstgrün | 100 x 100 cm | MEG 940185.30 L  | MEG 940185.30 S        |
| MEG 940185.40 | kornblau  | 100 x 100 cm | MEG 940185.40 L  | MEG 940185.40 S        |
| MEG 940187.30 | forstgrün | 160 x 100 cm | MEG 940187.30 L  | MEG 940187.30 S        |
| MEG 940187.40 | kornblau  | 160 x 100 cm | MEG 940187.40 L  | MEG 940187.40 S        |
| MEG 940188.30 | forstgrün | 160 x 200 cm | MEG 940188.30 L  | MEG 940188.30 S        |
| MEG 940188.40 | kornblau  | 160 x 200 cm | MEG 940188.40 L  | MEG 940188.40 S        |

\* Bitte bei der Bestellung die Loch-/Schlitzgröße angeben!



## Einmal-Mundschutz

aus 1-lagigem Papier,  
hygienisch und schützend, weiß  
Pack = 100 Stück

**MEG 165501**



## Einmal-Mundschutz micro mit 4 Bändern

Universalgröße, mit Nasenbügel,  
glasfaserfrei, latexfrei, 3-lagig,  
grün, bestehend aus:  
1. Lage: Non Woven PP  
2. Lage: Filterlage 20 g/m<sup>2</sup>  
3. Lage: Non Woven PP  
Filterwirkung ca. 99%

Pack = 50 Stück  
**MEG 165502**



## Einmal-Mundschutz dental mit Ohrschlaufen

mit Nasenbügel, glasfaserfrei, latexfrei,  
3-lagig, grün, bestehend aus:  
1. Lage: Non Woven PP  
2. Lage: Filterlage 20 g/m<sup>2</sup>  
3. Lage: Non Woven PP  
Filterwirkung ca. 99%

Pack = 100 Stück  
**MEG 165503**



## Einmal-Mundschutz mit runden, latexfreien Ohrschlaufen

3-lagig, glasfaserfrei, mit Nasenbügel.  
Typ IIR gem. EN 14683, Filterleistung ca. 98 %  
Pack = 50 Stück

**MEG 165504.1** - weiß

**MEG 165504.2** - blau

**MEG 165504.3** - grün

**MEG 165504.4** - orange

**MEG 165504.5** - pink

**MEG 165504.6** - gelb

**MEG 165504.8** - lila

**MEG 165504.7** - **Farbmix** (je 10 Stück in grün, blau, pink, gelb, orange)

## Besucherkittel

zur Abdeckung der Kleidung,  
geeignet für den Pflege- und Hygienebereich,  
Standardgröße XL, Bänder am Hals und in der Taille,  
Gummibandeinfassung am Ärmel, Polypropylen-  
Spinnvlies, ca. 23 g/m<sup>2</sup>, ca. 140 x 130 cm (BxL),  
gut luftdurchlässig, leicht, stabil  
Pack = 10 Stück

**MEG 128030** - grün

**MEG 128031** - blau

**MEG 128032** - gelb

**MEG 128033** - weiß



## Vlies-Infektionsschutzkittel

Standardgröße XL, 140 x 130 cm (BxL),  
Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m<sup>2</sup>, mit PE-Laminierung  
an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken  
und Taille, mit **Gummizugbündchen** an den Handgelenken,  
zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/Noro-Virus) nach  
EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor  
Kreuzkontaminationen  
Pack = 10 Stück

**MEG 128036** - grün

**MEG 128037** - gelb

## Vlies-Infektionsschutzkittel

Standardgröße XL, 140 x 135 cm (BxL),  
Polypropylen-Spinnvlies ca. 19 g/m<sup>2</sup>, mit PE-Laminierung  
an Armen und Frontpartie, Bänder zum Binden in Nacken  
und Taille, mit **Strickbündchen** an den Handgelenken,  
zum Schutz vor Infektionserregern (z.B. MRSA/Noro-Virus)  
nach EN 14126:2003, als Vorsichtsmaßnahme zum  
Schutz vor Kreuzkontaminationen  
Pack = 10 Stück

**MEG 128038** - blau

**MEG 128039** - gelb



**megro**

