

für Erwachsene

bauchige Form, aus rostfreiem
Edelstahl 18/10, 310 mm Ø, Höhe: 85 mm

MEG 636001
mit Flachgriff und Deckel

MEG 636002
mit Hohlgriff und Deckel



320 mm Ø, Höhe: 85 mm, belastbar bis 120 kg

MEG 636005
mit Flachgriff und Deckel
– STANDARD –

für Kinder

bauchige Form, aus rostfreiem
Edelstahl 18/10, 230 mm Ø, Höhe: 70 mm

MEG 636003
mit Flachgriff und Deckel



Deckel, einzeln

für Stechbecken für Erwachsene, 240 mm Ø

MEG 636004



Stechbecken für Erwachsene

aus schlagfestem Polypropylen, 312 mm Ø,
autoklavierbar bis 130°C, elfenbeinfarben,
belastbar bis max. 200 kg (für 5 Min.)

MEG 636006
mit Flachgriff und Deckel, stapelbar



Nierenschalen V2A

0,50 Ltr., 25 cm lang, Höhe 3,3 cm,
rostfrei aus 18/8 Edelstahl

MEG 636010

Nierenschalen PP

25 cm lang, weiß, aus Kunststoff,
autoklavierbar bis 130°C, lebensmittelechtes
Material, spülmaschinenfest

MEG 636015



Einmal-Nierenschalen PP

24 cm lang, aus Kunststoff
VE/UK = 300 Stück

MEG 636014



Einmal-Nierenschalen

grau, aus Pappe, 25,2 x 15 x 4,8 cm,
Volumen ca. 700 ml
VE = 50 Stück

MEG 636020

Ihr medizin-technischer Fachhändler: