


# Kalt-/Warm-Gelkompressen



Mehrfach Kalt-/Warm-Gelkompressen mit transparentem Gel, zeichnen sich aus durch eine gleichmäßige Kälte-/Wärme-Verteilung, äußerste Flexibilität, extreme Haltbarkeit, Tiefgefrierfähigkeit, optimalen Hautkontakt, Wiederverwendbarkeit, hohe Reißfestigkeit durch die Verwendung einer Spezialverbundfolie.

Zum Einsatz in: Sportmedizin, Zahnmedizin, Physiotherapie, Erste Hilfe, Orthopädie, Gynäkologie, postoperative Therapie, bewährt auch in Klinik und Praxis.

- MEG 600060 • 13 x 14 cm
- MEG 600062 • 12 x 29 cm
- MEG 600064 • 16 x 26 cm
- MEG 600066 • 30 x 40 cm
- MEG 600072 • 21 x 38 cm

## Relax Gel-Brille

Ratiomed®

**MEG 600091**  
**blau, mit Klettverschluss**

Die Relax Gel-Brille (gefüllt mit blauem Gel) ist geeignet zur Kältebehandlung bei Kopfschmerzen, Migräne, Katerbeschwerden, Fieber, Schwellungen der Augenpartie, Müdigkeit der Augen sowie auch für eine wohltuende Wärmebehandlung.

# Kalt-/Warm-Kompressen



- MEG 600005 • 13 x 14 cm
- MEG 600010 • 12 x 29 cm
- MEG 600020 • 16 x 26 cm
- MEG 600030 • 21 x 38 cm
- MEG 600024 • 30 x 40 cm
- MEG 600026 • 7,5 x 35 cm
- MEG 600025 • 7,5 x 52 cm

Mehrfach Kalt-/Warm Kompressen zeichnen sich aus durch eine gleichmäßige Kälte-/Wärme-Verteilung, äußerste Flexibilität in allen Temperaturbereichen bis -18°C, optimalen Hautkontakt, Wiederverwendbarkeit, hohe Reißfestigkeit durch die Verwendung einer Spezialverbundfolie, die physiologische Unbedenklichkeit des Füllmaterials, die einfache Entsorgungsmöglichkeit über den Hausmüll.

#### Zum Einsatz in:

- Sportmedizin
- Zahnmedizin
- Physiotherapie
- Erste Hilfe
- Orthopädie
- Gynäkologie
- postoperative Therapie

## Kälte-Sofort-Kompresse

Nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.  
Direkten Hautkontakt vermeiden.  
Bitte dünnes Tuch unterlegen.  
Nicht unter 0°C oder über 45°C lagern.



#### Anwendungsgebiete:

Verbrennungen, Blutergüsse, lokale Schmerzbetäubung, Verstauchungen, Schwellungen, Krämpfe, Zerrungen, Zahnschmerzen

#### Gebrauchsanweisung:

Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken und Innenbeutel zum Platzen bringen. Den Beutel kräftig schütteln, damit sich der Inhalt vermischt. Für den einmaligen Gebrauch!

15 x 17 cm

MEG 600045

Ihr medizin-technischer Fachhändler