

Rollhocker




- **Polsterhöhe: 7 cm**
- **Sitzfläche Ø 38,5 cm**
- **5-armiges, schwarzes Kunststoff-Fußkreuz, Ø 60 cm**
- **höhenverstellbar von 45 - 59 cm durch Gasdruckfeder**
- **harte Rollen für weiche Böden**
- **max. Tragkraft 135 kg**

MEG 940515.40740 - weiß
MEG 940515.41235 - lichtgrau
MEG 940515.41491 - grau
MEG 940515.40833 - pastelmint
MEG 940515.16058 - fuchsia
MEG 940515.40718 - rot
MEG 940515.41492 - dunkelblau
MEG 940515.40003 - schwarz
MEG 940515.40867 - delft

- **Polsterhöhe: 7 cm**
- **Sitzfläche Ø 38,5 cm**
- **5-armiges, poliertes Alu-Fußkreuz, Ø 60 cm**
- **höhenverstellbar von 45 - 59 cm durch Gasdruckfeder**
- **harte Rollen für weiche Böden**
- **max. Tragkraft 135 kg**

MEG 940520.40740 - weiß
MEG 940520.41235 - lichtgrau
MEG 940520.41491 - grau
MEG 940520.40833 - pastelmint
MEG 940520.16058 - fuchsia
MEG 940520.40718 - rot
MEG 940520.41492 - dunkelblau
MEG 940520.40003 - schwarz
MEG 940520.40867 - delft



weiß

lichtgrau

grau

pastelmint

fuchsia

rot

dunkelblau

schwarz


delft

Rollhocker



- **Polsterhöhe: 5 cm**
- **Sitzfläche Ø 34 cm**
- **5-armiges, verchromtes Stahl-Fußkreuz, Ø 60 cm**
- **mit aufgesetztem Fußstützkranz (Pentaring)**
- **höhenverstellbar von 58 - 73 cm durch Gasdruckfeder**
- **harte Rollen für weiche Böden**
- **max. Tragkraft 135 kg**

MEG 940521.40740 - weiß
MEG 940521.41235 - lichtgrau
MEG 940521.41491 - grau
MEG 940521.40833 - pastelmin
MEG 940521.16058 - fuchsia
MEG 940521.40718 - rot
MEG 940521.41492 - dunkelblau
MEG 940521.40003 - schwarz
MEG 940521.40867 - delft



Ihr medizin-technischer Fachhändler