

# Skalpelle & Skalpellklingen



## Einmal-Skalpelle • steril

mit Edelstahl-Klinge, Kunststoffgriff,  
einzeln verpackt in Hart-Blister • Pack = 10 Stück

## Einmal-Skalpellklingen • steril

aus Carbonstahl, einzeln eingeschweißt  
in Aluverpackung • Pack = 100 Stück

für Skalpellgriff-Größe 3



Fig. 10



MEG 146110



Fig. 11



MEG 146111



Fig. 12



MEG 146112



Fig. 15



MEG 146115



Griffrückseite mit  
Zentimeter-Skala

für Skalpellgriff-Größe 4



Fig. 18



MEG 146118



Fig. 19



MEG 146119



Fig. 20



MEG 146120



Fig. 21



MEG 146121



Fig. 22



MEG 146122



Fig. 23



MEG 146123



Fig. 24



MEG 146124



Griffrückseite mit  
Zentimeter-Skala

**megro** GmbH & Co. KG

Am Schornacker 30 • 46485 Wesel • Germany • [www.megro.de](http://www.megro.de)


## Skalpelli-Griffe



- MEG 147703 **Nr. 3** für Einmal-Skalpellklingen:  
Fig. 10, 11, 12, 13, 15
- MEG 147704 **Nr. 4** für Einmal-Skalpellklingen:  
Fig. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

## Kling-Ex

MEG 147700



- einfache, unkomplizierte Klingentabnahme
- keine Verletzungsgefahr
- operationssaalgerecht, sterilisierbar, rostfrei
- geeignet für alle Klingentypen
- für Klinik, Ambulanz und Arztpraxis

Ratiomed®

## Fadenzieh- messer



steril • 11 cm lang,  
aus Carbonstahl, einzeln  
in Aluverpackung eingeschweißt

**MEG 143480** • Pack = 100 Stück

## Fadenzieh-Set

Ratiomed®



MEG 120122

- bestehend aus:
- 1 x Schale, 1 x Pinzette
  - 2 x Kompressen 10 x 10 cm, 8-fach
  - 1 x Fadenziehmesser ratiomed 11 cm
  - 1 x Sterilisationstüte

Ihr medizin-technischer Fachhändler