

Schwesternuhr

blau/silber, in Metalldose

Die Schwesternuhr oder auch Krankenschwesternuhr ist eine Uhr, die normalerweise vom Pflegepersonal in Kliniken oder Helferinnen in Arztpraxen verwendet wird. Die Schwesternuhr wird aus Hygienegründen nicht am Handgelenk getragen.

Diese Schwesternuhr ist an einer kurzen Kette befestigt. Damit gleicht sie der Taschenuhr, wird aber im Gegensatz zu dieser nicht in der Hosens- oder in der Westentasche mitgeführt, sondern mittels eines Clips oft frei hängend an der Kleidung befestigt. Das war traditionell die Schürze der Krankenschwester. Die Kette der Schwesternuhr ist kürzer und oft auch breiter als die der Taschenuhr. Ein auffälliger Unterschied zur Taschenuhr ist, dass das Ziffernblatt um 180° verdreht ist. Das Ziffernblatt der Schwesternuhr zeigt noch Skalen an, die z. B. das Messen des Pulses eines Patienten erleichtern.

- mit leuchtendem Ziffernblatt
- mit stabilem Clip und Sekundenzeiger
- Durchmesser Ø 2,7 cm
- Gesamtlänge: 8,6 cm
- inkl. Batterie Typ 377 1,55 V (BAT 300377)

MEG 690020



