


KERN ADB 600-C3

Der Preisführer unter den Analysenwaagen

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	0,0001 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,001 ct
Wägebereich [Max]	600 ct
Wägebereich [Max] in Karat	600 ct
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,0025 ct
USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	400 mg
Reproduzierbarkeit	0,002 ct
Linearität	± 0,004 ct
Wägesystem	Kraftkompensation
Auflösung	1.200.000
Tarierbereich	600 ct
Einheiten	g ct lb oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	4 s
Anwärmzeit	8 h
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	120 g (E2)
Mögliche Justierpunkte	100 g; 120 g

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	16 mm
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	7
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	230×310×210 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Innen (B×T×H)	170×160×110 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Außen (B×T×H)	175×175×130 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	90 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Windschutz	Glas
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	6
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Standby-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	1 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	10 mg
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, 100
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	120.000

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 265 V; 50 - 60 Hz; 2,0 A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V; 2 A
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US

KERN ADB 600-C3



Der Preisführer unter den Analysenwaagen

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
---	---------------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	20 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	85 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	30 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	401×521×408 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	7 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-101
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

