

# KERN ODC 824



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	164×164×75 mm
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskopkameras

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	80×80×45 mm
Kamera Art	USB2 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera Auflösung	3,1 MP
Kamera Sensorart	CMOS
Kamera Sensorgröße	1/2"
Kamera Farbtiefe	Farbe
Kamera Framerate	11,5 - 45 fps
Kamera Befestigungsarten	C-Mount Gewinde

## Funktionen

Schnittstellen	USB 2.0
Unterstützte Betriebssysteme	Win XP Win Vista Win 7 Win 8 Win 10

## Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	kein Netzteil, keine Batterie
--------------------------------	----------------------------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst