

# KERN OZL 466T24 1



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion als digitale Lösung für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Art	LCD-Touch
Display Größe	9,7"
Display Auflösung	2048×1536

## Bauform

Optisches System	Greenough
Tubus Art	Trinokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Kontrastverfahren	Hellfeld
Strahlengang-Verteilung	100:0
Okulare fixiert	✓
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Dioptrienausgleich	beidseitig
Pupillenabstand [Min]	55 mm
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Kamera-Adapter Art	C-Mount
Unterstützte Kameratypen	Mikroskopkamera
C-Mount Vergrößerung	0,5 x
C-Mount fokussierbar	✓

## Okular

Okular Feldweite	HWF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Durchmesser	30 mm
Okular Sehfeld	20 mm
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt

## Fokussierung

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x
Sehfeld [Max]	28,6 mm
Drehmomentregulierung	✓
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Probenhöhe [Max]	140 mm

## Beleuchtung

Beleuchtung dimmbar	Auflicht + Durchlicht, getrennt
Beleuchtungsrichtung	Auflicht Durchlicht

## Funktionen

Speicher - Gesamtgröße	128 GB
Schnittstellen	WLAN serienmäßig USB 2.0 HDMI MicroSD Kartenslot
Unterstützte Betriebssysteme	Android

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	AUS UK US CH

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	590×440×390 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg

# KERN OZL 466T24 1



Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion als digitale Lösung für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore

Piktogramme