

KERN MGC 100K-1S05

KERN

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	285×425×85 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×265 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×565 mm
Nettogewicht ca.	16 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517
--	---------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Badezimmerwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	1000 g
Wägebereich [Max]	150 kg
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Wägesystem	Mechanische Balkenwaage
Auflösung	150
Einheiten	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	1,5 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M1)

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	8 mm
---------------------	------

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×265×70 mm
-----------------------------------	---------------