

# KERN MPB 300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion

# KERN



## Kategorie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Marke            | KERN           |
| Produktkategorie | Medizinwaagen  |
| Produktgruppe    | Personenwaagen |

## Messsystem

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]                     | 100 g                           |
| Wägebereich [Max]                    | 300 kg                          |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,3 kg                          |
| Reproduzierbarkeit                   | 0,1 kg                          |
| Linearität                           | ± 0,2 kg                        |
| Wägesystem                           | Dehnungsmessstreifen            |
| Auflösung                            | 3.000                           |
| Einheiten                            | kg                              |
| Voreingestellte Einheit              | kg                              |
| Anwärmzeit                           | 10 min                          |
| Justiermöglichkeiten                 | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht           | 250 kg (M1)                     |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Display

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Display Ziffernhöhe             | 25 mm         |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

## Bauform

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 210×110×50 mm |
|-----------------------------------|---------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)     | 315×300×60 mm   |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 315×300×60 mm   |
| Material Gehäuse                      | Stahl, lackiert |
| Material Displaygehäuse               | Kunststoff      |
| Material Wägeplatte                   | Stahl, lackiert |
| Wandhalterung                         | ✓               |
| Auswertegerät Kabellänge              | 1,2 m           |

## Funktionen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung                                   | 4                           |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb               | 3 min off 4 min 5 min 2 min |
| Tarierfunktion  | manuell (mehrmalig)         |
| Hold-Funktion   | ✓                           |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen | ✓                           |
| Funktion zur BMI-Berechnung                                   | ✓                           |

## Energieversorgung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]                   | 9 V, 100 mA             |
| Steckernetzteil Art                                    | Steckernetzteil         |
| mitgeliefertes Steckernetzteil                         | Netzteil                |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO CH                 |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional        | EURO UK US CH           |
| Batterie   | 6×1.5 V AA              |
| Batterie Betriebsdauer                                 | 170 h                   |

## Umgebungsbedingungen

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 %  |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C)  | 5 °C  |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C)  | 35 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 470×413×120 mm |
| Nettogewicht ca.               | 4,6 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 6 kg           |

# KERN MPB 300K100



Personenwaage mit BMI-Funktion

## Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-249 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung          | 963-129 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat      | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD

