

KERN OZB-A4571

KERN

Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Ringbeleuchtung Durchmesser	6 cm
Beleuchtungsstärke	4W
Farbtemperatur	7000-11000 K
Beleuchtung dimmbar	✓

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	235×200×50 mm
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg