

KERN EMB 1000-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen

Messsystem	
Ablesbarkeit [d]	0,01 g
Wägebereich [Max]	1000 g
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,05 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,05 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	100.000
Tarierbereich	1000 g
Einheiten	g dwt oz t oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	2,5 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	1 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	1 kg

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Display Ziffernhöhe	15 mm
Display Hinterleuchtung	nein
Display Größe	58×18 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	170×244×39 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	150 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	2
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)

Energieversorgung	
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional
Akku	KS-A01
Akku Ladezeit	10 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	50 h
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	12 h

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	220×290×150 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

KERN EMB 1000-2



Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

