

KERN OZB-A45 15

Schwanenhalsbeleuchtung (EU), 6W LED

KERN



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	120×370×250 mm
Beleuchtungsstärke	6 W
Farbtemperatur	5600-6300 K
Schwanenhals Länge	300 mm

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3,8 kg

Piktogramme