

KERN OZM 547

KERN

Erstklassige Optik und starke Beleuchtung kombiniert mit hoher Flexibilität



Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Versandart | Paketdienst |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 310×300×220 mm |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 2,6 kg |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|------------------|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Mikroskope |
| Produktgruppe | Stereomikroskope |

Bauform

| | |
|-------------------------|------------|
| Optisches System | Greenough |
| Tubus Art | Trinokular |
| Tubus Neigungswinkel | 45° |
| Tubus 360°-Rotation | ✓ |
| Strahlengang-Verteilung | 100:0 |
| Dioptrienausgleich | beidseitig |
| Pupillenabstand [Min] | 52 mm |
| Pupillenabstand [Max] | 76 mm |

Okular

| | |
|------------------------|------------------|
| Okular Feldweite | HSWF |
| Okular Vergrößerung | 10 x |
| Okular Durchmesser | 30 mm |
| Okular Sehfeld | 23 mm |
| Blickpunkt | Hoher Augenpunkt |
| Objektive Vergrößerung | 0,7 x - 4,5 x |

Fokussierung

| | |
|------------------|--------|
| Zoom [Min] | 0,7 x |
| Zoom [Max] | 4,5 x |
| Sehfeld [Max] | 5,1 mm |
| Probenhöhe [Max] | 130 mm |

Energieversorgung

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| mitgeliefertes Steckernetzteil | kein Netzteil keine Batterie |
|--------------------------------|------------------------------|