

# KERN OZP 551

Stereomikroskop Binokular



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×300×220 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

## Bauform

Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	35°
Tubus 360°-Rotation	✓
Dioptrienausgleich	beidseitig
Pupillenabstand [Min]	52 mm
Pupillenabstand [Max]	76 mm

## Okular

Okular Feldweite	HSWF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Durchmesser	30 mm
Okular Sehfeld	23 mm
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt
Objektive Vergrößerung	0,6 x - 5,5 x

## Fokussierung

Zoom [Min]	0,6 x
Zoom [Max]	5,5 x
Sehfeld [Max]	4,2 mm
Probenhöhe [Max]	110 mm

## Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	kein Netzteil keine Batterie
--------------------------------	------------------------------