

KERN OZL 961UK

KERN

Vordefinierte Stereomikroskop-Sets mit ECO-Universalständer und Beleuchtung für Ihren funktionalen Arbeitsplatz



Sehfeld [Max]	28,6 mm
Drehmomentregulierung	✓
Fokussierungsmechanik	Grobtrieb
Probenhöhe [Max]	140 mm

Beleuchtung

Beleuchtung	4,5W LED (reflected)
Beleuchtung dimmbar	Auflicht
Beleuchtungsrichtung	Auflicht

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	100 - 240 V
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	UK

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	820×420×240 mm
Nettogewicht ca.	17 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg

Piktogramme

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Optisches System	Greenough
Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	45°
Tubus 360°-Rotation	✓
Kontrastverfahren	Hellfeld
Dioptrienausgleich [Min]	-5
Dioptrienausgleich [Max]	5
Dioptrienausgleich	beidseitig
Pupillenabstand [Min]	55 mm
Pupillenabstand [Max]	75 mm

Okular

Okular Feldweite	HWF
Okular Vergrößerung	10 x
Okular Durchmesser	30 mm
Okular Sehfeld	20 mm
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt
Objektive Vergrößerung	0,7 x - 4,5 x

Fokussierung

Zoom [Min]	0,7 x
Zoom [Max]	4,5 x