

KERN TGD 50-3CS05

KERN

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



Sprachen des Benutzerinterfaces Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×149×36 mm
Abmessungen Wägefläche (Ø)	65 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Kunststoff
Material Windschutz	Kunststoff
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil & Batterie inkl.
Batterie	4×1.5 V AAA
Batterie Betriebsdauer	150 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	2,4 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaagen
Produktgruppe	Taschenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	0,001 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,005 ct
Wägebereich [Max]	50 g
Wägebereich [Max] in Karat	250 ct
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,005 g
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Linearität	± 0,003 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	50.000
Tarierbereich	50 g
Einheiten	g gn dwt ozt ct oz
Voreingestellte Einheit	g
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Mögliche Justierpunkte	50 g

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	20 mm
Display Hinterleuchtung	ja

KERN TGD 50-3CS05



Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

