

Technisches Datenblatt QUANTUS MEDICAL Nitrilhandschuhe

*Technical Data Sheet
QUANTUS MEDICAL
Nitrile Gloves*



PRODUKTDATEN / PRODUCT SPECIFICATION

Produktbeschreibung / Product Description

Einmaluntersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Geeignet bei Latexunverträglichkeit.

Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Suitable for cases of Latex incompatibility.




Bemerkungen / Remarks


Geeignet für Einsatz in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und Medizin.

Suitable for use in food, industrial and medical sectors.

QUALITÄTSSICHERUNG / QUALITY MANAGEMENT

Angewandte Normen / Applicable Standards: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, EN ISO 13485:2016, DIN EN 420:2003+A1:2009, DIN EN ISO 374-1:2017, DIN EN 374-2:2015, DIN EN ISO 374-4:2014, DIN EN ISO 374-5:2016, DIN EN 16523-1:2015 und Council of Europe Resolution AP (2004) 4

-  AQL 1,5
-  CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen
CE Marking on each packaging level
-  CE-Klassifizierung: Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III Typ B
CE classification: Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Category III Type B



AUSFÜHRUNGEN / SIZES

QUANTUS MEDICAL Nitrilhandschuhe puderfrei, unsteril

QUANTUS MEDICAL Nitrile Gloves powder-free, non-sterile

| Artikelbezeichnung / Article description | Größe / Size | Farbe / Color | Inhalt / Content | Artikelnr. / Article No. | Boxen pro Karton/ Boxes per carton | Gewicht in g / Glove weight in g |
|---|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Einmaluntersuchungshandschuh Nitril | S | Blau / blue | 100 Stück / 100 pieces | S-101 | 10 | 3,5 +/- 0,2 |
| Einmaluntersuchungshandschuh Nitril | M | Blau / blue | 100 Stück / 100 pieces | M-101 | 10 | 4,0 +/- 0,2 |
| Einmaluntersuchungshandschuh Nitril | L | Blau / blue | 100 Stück / 100 pieces | L-101 | 10 | 4,5 +/- 0,2 |
| Einmaluntersuchungshandschuh Nitril | XL | Blau / blue | 100 Stück / 100 pieces | XL-101 | 10 | 5,0 +/- 0,2 |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES

| Größe / Size | Länge in mm / Length in mm | Breite in mm / Width in mm |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| S | 240 | 85 +/- 5 |
| M | 240 | 95 +/- 5 |
| L | 240 | 105 +/- 5 |
| XL | 240 | 115 +/- 5 |

| Stelle der Dichtemessung / Location of thickness measurement | Einzelwand in mm / Single wall in mm | Einzelwand (mil) / Single wall (mil) |
|---|---|---|
| Finger (13 mm unterhalb der Spitze) / Finger (13 mm from tip) | 0,11 +/- 0,02mm | 4 mil |
| Handfläche (Mitte der Handfläche) / Palm (Center of the palm) | 0,08 +/- 0,02mm | 3 mil |
| Manschette (25mm von der Wulst entfernt) Cuff (25mm from the bead) | 0,06 +/- 0,01mm | 2 mil |

| Eigenschaft / Characteristic | Angewandte Norm / Applicable Standard | Anforderung vor Alterung / Standard requirement before aging | Anforderung nach Alterung / Standard requirement after aging | Freigabekriterien / Release criteria |
|--|--|---|---|---|
| Reißdehnung (N) / Force at break (N) | EN455/2 | Min. 6 | Min. 6 | Übererfüllt / Exceeded |
| Zugfestigkeit (Mpa) / Tensile strength (MPa) | ASTM D 3619 | Min. 14 | Min. 14 | Übererfüllt / Exceeded |
| Größtmögliche Dehnung / Ultimate Elongation (%) | ASTM D 3619 | Min. 500 | Min. 500 | Übererfüllt / Exceeded |

Lagerbedingungen / Storage Conditions

Bei Raumtemperatur lagern und vor Staub, Feuchtigkeit, Sonnenlicht sowie Ozon schützen.

Store at room temperature and protect from dust, humidity, sun light as well as ozone.

Die Lagerfähigkeit des Produktes beläuft sich auf 3 Jahre.

This product has a shelf life of 3 years.